

GEBRAUCHSANWEISUNG

für

KIND*starLink TV*

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

der *KINDstarLink TV* dient dazu, Audioinhalte von elektronischen Audioquellen direkt auf Ihr drahtloses 2,4 GHz-Hörsystem zu übertragen. Der *KINDstarLink TV* lässt sich mit vielen elektronischen Audioquellen verbinden, unter anderem mit Fernsehern, Computern, MP3-Playern, DVD-Playern und Kabelboxen.

Der *KINDstarLink TV* kann Audioinhalte an eine unbegrenzte Anzahl an Benutzern gleichzeitig übertragen, damit alle Personen ein und dasselbe Hörerlebnis genießen können.

Streaming:

Der Audioinhalt bzw. Ton wird drahtlos von der *KINDstarLink TV* direkt auf Ihr Hörsystem übertragen.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit gern zu allen Fragen rund um besseres Hören zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr KIND Hörakustiker

Inhalt

Garantie3

Funktion

Einrichtung4

Überblick4

Grundlegende Verwendung6

Mit Audioquellen verbinden8

Koppeln8

Audio-Streaming starten/anhalten9

Das Netzteil entfernen 10

Service

Fehlerbehebung 10

Sicherheitshinweise 12

Technische Beschreibung der

Drahtlosfunktion 13

Gesetzliche Vorschriften 14

Symbole 15


Garantie

| | |
|----------------------|--------|
| Name | FG-Nr. |
| Hörsystem-Typ rechts | Nr. |
| Hörsystem-Typ links | Nr. |
| Fernbedienung, Typ | Nr. |
| Garantie bis | |

KIND bietet zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung eine einjährige Garantie (ab Kaufdatum) auf *KINDstarLink* Zubehör, das in einem KIND Fachgeschäft in Deutschland, Österreich, Luxemburg oder der Schweiz gekauft wurden. Während der Garantiezeit wird *KINDstarLink* Zubehör, das aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschtes *KINDstarLink* Zubehör oder Teile gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Defektes *KINDstarLink* Zubehör ist in einem KIND Fachgeschäft im Land des Kaufs auf Kosten des Käufers abzugeben und nach Erbringung der Garantieleistung abzuholen, das heißt Wege- bzw. Versandkosten werden im Rahmen der Garantie nicht übernommen.


Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung, Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Staub), Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall), eigenmächtige Reparaturversuche und Eingriffe durch nicht durch KIND Hörgeräte autorisierte Dritte. Von der Garantie ausgenommen sind auch Schäden an Verschleißteilen und Batterien.

Einrichtung



Überblick

- 1 Stromanschluss (microUSB):
Zum Anschluss an ein Netzteil.
- 2 Optischer TOSLINK-Eingang (Eingang B):
Ein TOSLINK-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
- 3 Analog-Eingang (Eingang C):
Ein 3,5 mm/RCA-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
- 4 Mono/Stereo-Taste:
? (MONO) – Wählen Sie diese Option aus,
wenn Sie ein Hörsystem tragen.
?? (STEREO) – Wählen Sie diese Option aus,
wenn Sie zwei Hörsysteme tragen.



Verpackungsinhalt

- KINDstarLink TV
- Netzteil
- Optisches TOSLINK-Kabel
- 3,5 mm/RCA-Kabel
- Bedienungsanleitung

Überblick

⏻ : TV – AN und AUS

🔗 : Mit Hörsystemen koppeln

+ und – : Drücken Sie zum Erhöhen der Lautstärke des übertragenen Audioinhalts auf „+“ und zum Senken der Lautstärke auf „–“.

LED: zeigt hilfreiche Informationen zur TV an.

LED

Betriebszustand

| | |
|-----------------------|---|
| Aus | Gerät ist aus. |
| Grün (nicht blinkend) | Gerät ist an, aber es werden keine Audioinhalte übertragen. |
| Blau (nicht blinkend) | Gerät ist an und es werden Audioinhalte übertragen. |
| Blau (blinkend) | Der Hörsystem-Koppelungsmodus ist aktiv. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Koppeln“ auf Seite 8. |
| Rot | Fehlfunktion oder elektrische Unterbrechung |


Hinweis

Die Lautstärke des übertragenen Inhalts kann auch über die *KINDiLink* App, die *KINDstarLink Fernbedienung* und/oder Hörsystem-Bedienelemente eingestellt werden. Ausführliche Informationen zur Einrichtung Ihres Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Hörsystem. Alternativ können Sie auch Ihren KIND Hörakustiker kontaktieren.


Grundlegende Verwendung

So können Sie Ihren KINDstarLink TV schnell einrichten und benutzen:

Nehmen Sie an beiden Enden des TOSLINK-Kabels die Kunststoffabdeckung ab.




Stecken Sie ein TOSLINK-Kabel in den Audioausgang an Ihrer elektronischen Audioquelle ein. Schalten Sie Ihre elektronische Audioquelle ein.



2


Hinweis: Wenn Sie keinen TOSLINK-Audioausgang finden können, verwenden Sie eine andere elektronische Audioquelle oder das 3,5 mm/RCA-Kabel.

Stecken Sie das andere Ende des TOSLINK-Kabels an der Hinterseite der KINDstarLink TV ein (Eingang B).




Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.


Hinweis: Wenn das Netzteil nicht mit dem richtigen Stecker ausgestattet ist, lesen Sie bitte Abschnitt „Netzteil entfernen“.




Stecken Sie den Micro-USB-Anschluss des Netzteils an der Rückseite des KINDstarLink TV ein (Eingang A).



Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste an dem KINDstarLink TV, um ihn einzuschalten.



Wenn die LED an der Vorderseite blau leuchtet, hat der KINDstarLink TV Audioinhalte erkannt und überträgt diese.




Hinweis

Wenn die LED weiterhin grün leuchtet, überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß eingerichtet ist, oder lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörsysteme eingeschaltet sind.

Hinweis: Bevor Sie zum ersten Mal Audioinhalte übertragen, müssen Sie Ihre Hörsysteme mit der TV koppeln. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Koppeln“.



So starten Sie die Übertragung von Audioinhalten:
Öffnen Sie die *KINDiLink* App und wählen Sie die Option „Streaming von TV-Gerät starten“ aus.
Weitere Optionen finden Sie im Abschnitt „Audio-Streaming starten/anhalten“.

Drücken Sie auf die „+/-“-Taste an ihrem *KINDstarLink TV*, um die Lautstärke einzustellen.









So halten Sie die Übertragung an:
Öffnen Sie die *KINDiLink* App und wählen Sie die Option „Streaming von TV-Gerät anhalten“ aus.
Schalten Sie ihre *KINDstarLink TV* aus (⏻).
Weitere Optionen finden Sie im Abschnitt „Audio-Streaming starten/anhalten“.

Mit Audioquellen verbinden

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Audioquelle an den *KINDstarLink TV* anzuschließen. Prüfen Sie, welche Audioausgänge an Ihrer elektronischen Audioquelle vorhanden sind.

Hinweis

Bei der Ersteinrichtung leuchtet die LED blau und bestätigt so, dass das Audiokabel ordnungsgemäß an den *KINDstarLink TV* eingesteckt und das Audio-Streaming aktiv ist.

| | | |
|--|---|--|
| <p>Optisches TOSLINK-Kabel</p>  | <p>Stecken Sie das Kabel in den Audioausgang an Ihrer elektronischen Audioquelle ein.</p>  | <p>Stecken Sie das andere Ende des Kabels an der Hinterseite des <i>KINDstarLink TV</i> ein.</p> <p>Verwenden Sie Eingang B.</p>  |
| <p>Analoges RCA/3,5 mm-Kabel</p>  | <p>Hinweis: Stecken Sie den weißen Stecker in den weißen Ausgang und den roten Stecker in den roten Ausgang ein.</p>  | <p>Verwenden Sie Eingang C.</p>  |

Koppeln

Damit der *KINDstarLink TV* mit Ihren Hörsystemen interagieren kann, müssen Sie den *KINDstarLink TV* zunächst mit den entsprechenden Hörsystemen koppeln. Diesen Vorgang müssen Sie nur einmal durchführen. Anschließend sollten sich die Geräte automatisch erkennen, wenn sie eingeschaltet sind und sich innerhalb der Drahtlosreichweite befinden.*

So koppeln Sie den *KINDstarLink TV* mit Ihren Hörsystemen:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörsysteme nicht mit Bluetooth-Geräten in der Nähe verbunden sind. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone.
 - Schalten Sie alle TVs sowie alle Zubehör-Produkte aus, die bereits mit Ihren Hörsystemen gekoppelt sind.
2. Schalten Sie Ihre Hörsysteme aus und anschließend wieder ein.
3. Platzieren Sie Ihre Hörsysteme in einem Abstand von etwa 15 cm zum *KINDstarLink TV*.

* Die Reichweite beträgt üblicherweise bis zu 10 Meter. Die Reichweite kann unter bestimmten Umständen geringer ausfallen, zum Beispiel aufgrund von Hindernissen, Störungen und der Position des Hörers. Auch eine größere Reichweite ist möglich, wobei eine Verschlechterung der Audio- und Verbindungsqualität nicht ausgeschlossen werden kann.

4. Drücken Sie auf die **✳**-Taste an Ihrem *KINDstarLink TV*. Die LED an der Vorderseite blinkt blau. Während dieses Vorgangs wird das Audio-Streaming vorübergehend angehalten.

5. Bei zwei Hörsystemen:

| Erstes LED-Blinken | Zweites LED-Blinken | Koppelungsergebnis | Nächster Schritt |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Grün | 2 Grün | Beide Hörsysteme sind gekoppelt. | Abgeschlossen |
| 1 Grün | 2 Rot | Nur ein Hörsystem ist gekoppelt. | Wiederholen Sie die Schritte 1–5. |
| 1 Rot | N/A | Keines der Hörsysteme ist gekoppelt. | Wiederholen Sie die Schritte 1–5. |

6. Bei einem Hörsystem:


| LED-Anzeige | Koppelungsergebnis | Nächster Schritt |
|-------------|--------------------|---|
| 1 Grün | Erfolgreich | Abgeschlossen |
| 1 Rot | Nicht erfolgreich | Wiederholen Sie die Schritte 1–4 und 6. |

Audio-Streaming starten/anhalten

Für das Starten (und Anhalten) des Audio-Streamings über den *KINDstarLink TV* stehen Ihnen mehrere Optionen zur Auswahl.

„Start/Stoppen Sie die Audioübertragung“ unter *KINDiLink App*: Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Tippen Sie im Menü Zubehör auf „Play“ bzw. „Stop“

***KINDstarLink Fernbedienung*:** Drücken Sie auf die Favoritentaste, wenn dies von Ihrem *KIND* Hörakustiker so konfiguriert wurde.




Hörsystem-Bedienelement: Sie können das Streaming mithilfe einer bestimmten Tastenkombination (z. B. durch langes Drücken einer Taste) starten/anhalten, wenn dies von Ihrem *KIND* Hörakustiker so konfiguriert wurde.

Das Audio-Streaming wird auch angehalten, wenn ein eingehendes Audiosignal ermittelt werden kann bzw. der *KINDstarLink TV* ausgeschaltet wird. Möglicherweise hören Sie einen bestimmten Ton in Ihrem Hörsystem, der Sie darauf hinweist, dass das Audio-Streaming gestartet/angehalten wurde.


Das Netzteil entfernen

Damit der KINDstarLink TV in mehreren Ländern genutzt werden kann, wird er mit verschiedenen Steckern geliefert. Wenn das Netzteil zusammengebaut werden muss:


Wählen Sie den Stecker aus, der für Ihr Land erforderlich ist.



Schieben Sie den Stecker auf dem Netzteil nach unten, bis er einrastet.



Drücken Sie zum Entfernen des Steckers auf die Einkerbung und schieben Sie ihn vom Kabel weg.



Fehlerbehebung

| Symptom | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|
| Ein Hörsystem bzw. beide Hörsysteme übertragen plötzlich keine Audioinhalte mehr. | Möglicherweise befinden sich die Hörsysteme außerhalb der Reichweite. | Verringern Sie den Abstand zum KINDstarLink TV. |
| | Das Audio-Streaming funktioniert nicht mehr, weil die Batterie im Hörsystem leer ist. | Setzen Sie eine neue Batterie in das Hörsystem ein bzw. laden Sie Ihr Hörsystem bei Bedarf auf. |
| | Möglicherweise wird das Signal durch einen großen Gegenstand, zum Beispiel ein Möbelstück oder eine Wand, verschlechtert. | Damit Sie von höchster Leistung profitieren, sollten sich Ihre Hörsysteme in Sichtlinie zum KINDstarLink TV befinden. |

Fehlerbehebung

| Symptom | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|--|---|--|
| Die LED leuchtet blau, aber die Hörsysteme geben keinen Ton aus. | Die Hörsysteme befinden sich außerhalb der Drahtlosreichweite. | Verringern Sie den Abstand zum <i>KINDstarLink TV</i> . |
| | Das Audio-Streaming muss manuell gestartet werden, damit die Hörsysteme Ton ausgeben. | Starten Sie das Audio-Streaming über Ihre <i>KINDiLink</i> App, Ihre <i>KINDstarLink Fernbedienung</i> oder Ihr Hörsystem-Bedienelement manuell. |
| | Die Hörsysteme sind nicht mit dem <i>KINDstarLink TV</i> gekoppelt. | Weitere Informationen zum Verbinden Ihrer Hörsysteme mit Ihrem <i>KINDstarLink TV</i> finden Sie im Abschnitt „Koppeln“. |
| Ich warte darauf, übertragene Audioinhalte zu hören, aber meine LED leuchtet grün. | Möglicherweise ist das Audiokabel am Audioeingang der elektronischen Audioquelle angeschlossen. | Stellen Sie sicher, dass das Kabel am Audioausgang der elektronischen Audioquelle angeschlossen ist. |
| | Es ist kein eingehendes Audiosignal vorhanden. | Schalten Sie die elektronische Audioquelle ein. |
| | Der von der elektronischen Audioquelle ausgegebene Inhalt hat nicht das richtige Format. | Stellen Sie den Digitalausgang auf Ihrer elektronischen Audioquelle auf PCM oder Dolby Audio. |
| Die LED leuchtet rot. | Möglicherweise liegt ein Fehler vor. | Ziehen Sie das Netzteil aus Eingang A ab, warten Sie fünf Sekunden lang und stecken Sie das Netzteil wieder ein. |
| Der übertragene Audioinhalt wird nicht synchron zum Fernsehbild ausgegeben. | Viele neue Fernsehgeräte (zum Beispiel HD-Fernsehgeräte) benötigen zur Verarbeitung des Videosignals viel Zeit, wodurch die Ton/Bild-Synchronisierung beeinträchtigt werden kann. | Verwenden Sie einen anderen Audioausgang an Ihrem Fernseher (hierfür benötigen Sie möglicherweise ein anderes Kabel). |
| | | Verwenden Sie eine andere elektr. Audioquelle. Wenn Sie zum Beispiel momentan eine Kabeldose verwenden, nehmen Sie den Audioausgang des Fernsehers oder andersherum. |
| | | Einige elektronische Audioquellen (wie Fernseher oder A/V-Receiver) verfügen zum Ton/Bild-Abgleich über eine integrierte Option. |

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Der *KINDstarLink TV* ist ein Übertragungssystem für drahtlose Luftleitungshörsysteme. Es übermittelt Ton von Fernsehgeräten oder anderen elektronischen Audioquellen per Drahtlosverbindung direkt an Luftleitungshörsysteme.

Der *KINDstarLink TV* erfüllt die strengsten internationalen gesetzlichen Auflagen über die Störfestigkeit. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass aufgrund von Störungen im Stromversorgungsnetz, elektromagnetischen Feldern anderer medizinischer Geräte, Funksignalen und elektrostatischen Entladungen Störungen auftreten.

Zur Reinigung des *KINDstarLink TV* können die *KINDotoClean* Pflegemittel verwendet werden..

Wenn Sie andere medizinische Geräte verwenden oder implantierbare medizinische Geräte tragen, zum Beispiel Defibrillatoren oder Schrittmacher, und Sie befürchten, dass Ihr *KINDstarLink TV* womöglich Störungen Ihres medizinischen Geräts hervorrufen könnte, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres medizinischen Geräts und holen Sie dort Informationen über die Störungsrisiken ein.

Ihr *KINDstarLink TV* sollte nicht während einer MRT-Untersuchung oder in einer Überdruckkammer oder anderen sauerstoffreichen Umgebungen verwendet werden.

Ihr *KINDstarLink TV* ist nicht offiziell für den Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen zertifiziert, wie sie z. B. in Kohleminen oder bestimmten Chemiefabriken vorkommen.

Verwendung in Flugzeugen

Ihr *KINDstarLink TV* sollte nicht in Flugzeugen verwendet werden, es sei denn, das Flugpersonal hat dies ausdrücklich erlaubt.

Internationale Verwendung

Ihr *KINDstarLink TV* ist für den Betrieb auf einer Funkfrequenz zugelassen, die für Ihr Land oder Ihre Region spezifisch ist und möglicherweise nicht für die Verwendung außerhalb Ihres Landes oder Ihrer Region zugelassen ist. Beachten Sie, dass der Betrieb auf internationalen Reisen zu Störungen anderer elektronischer Geräte führen kann, oder dass andere elektronische Geräte Ihren *KINDstarLink TV* stören können.

Der *KINDstarLink TV* sollte bei einer Temperatur von -40 °C bis $+60\text{ °C}$ und einer relativen Feuchtigkeit von 10 bis 95 % aufbewahrt werden.

Der *KINDstarLink TV* dient der Verwendung in geschützten Räumen in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C .



Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, folgende Warnhinweise aufzuführen:

Der *KINDstarLink TV* sollte nicht direkt neben einem anderen elektronischen Gerät eingesetzt werden, um eine fehlerhafte Geräteleistung zu vermeiden. Falls eine solche Verwendung erforderlich ist, müssen Sie überprüfen, ob Ihre Hör- und anderen Geräte normal funktionieren.

Die Verwendung von Zubehör, Komponenten oder Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller Ihres *KINDstarLink TV* zur Verfügung gestellt wurden, kann zu einer Steigerung der elektromagnetischen Emissionen, einer Verringerung der elektromagnetischen Störfestigkeit sowie einem Leistungsabfall führen.

Wenn tragbare Funkfrequenzgeräte in einem Abstand von weniger als 30 cm zu Ihrem KINDstarLink TV eingesetzt werden, kann es zu einem Leistungsabfall Ihres Hörsystems kommen. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie sich vom entsprechenden Hochfrequenzgerät.

Obwohl der KINDstarLink TV über keine formale Zertifizierung (IP-Klasse) für den Schutz vor Staub oder Wasser gemäß IEC 60529 verfügt, wurde es für die Schutzklasse IP 5X getestet. Das bedeutet, dass der KINDstarLink TV staubgeschützt ist.

Der KINDstarLink TV enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Das Gerät darf nicht geöffnet oder modifiziert werden.

Schließen Sie den KINDstarLink TV nicht an Geräte an, die in dieser Bedienungsanleitung nicht erwähnt werden. Die KINDstarLink TV ist für eine Mindesthaltbarkeit von 5 Jahren konzipiert.

Technische Beschreibung der Drahtlosfunktion

Der KINDstarLink TV kommuniziert im Frequenzband von 2,4 bis 2,4835 GHz und sendet dabei einen effektiven Leistungspegel von maximal 21 dBm (Nordamerika) bzw. 10 dBm (alle anderen Regionen) mit GFSK-Modulation und einer Bandbreite von 2 MHz aus. Die Receiverfunkfrequenz hat eine Bandbreite von 2 MHz.

Der KINDstarLink TV wurde entsprechend der folgenden Emissions- und Störfestigkeitsprüfungen getestet und hat diese bestanden:

- IEC 60601-1-2 Anforderungen an ausgesendete und weitergeleitete Emissionen für ein Gerät der Gruppe 1, Klasse B, gemäß CISPR 11.
- Harmonische Verzerrung und Spannungsschwankungen, die die Eingangsleistungsquelle beeinträchtigen, wie in IEC 60601-1-2 Tabelle 2 beschrieben.
- Störfestigkeit gegen ausgesendete Funkfrequenz bei einer Feldstärke von 10 V/m zwischen 80 MHz und 2,7 GHz sowie höheren Bandbreiten von Kommunikationsgeräten, wie in IEC 60601-1-2 Tabelle 9 beschrieben.
- Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischer Frequenz bei einer Feldebene von 30 A/m und für magnetische Nahfelder gemäß Tabelle 11 der IEC 60601-1-2.
- Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen von +/- 8 kV und Luftentladungen von +/- 15 kV.
- Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen im Leistungseingang in der Stärke von +/- 2 kV bei einer Folgefrequenz von 100 Hz.
- Störfestigkeit gegen Stoßspannungen in der Stärke von +/- 1 kV.
- Störfestigkeit gegen von Funkfrequenzbändern verursachten weitergeleiteten Störungen der Eingangsleistung, wie in IEC 60601-1-2 Tabelle 6 aufgeführt.
- Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Störungen der Eingangsleistung, wie in IEC 60601-1-2 Tabelle 6 aufgeführt.

Gesetzliche Vorschriften

EU-Meldung über unerwünschte Ereignisse

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit Ihren Produkten aufgetreten ist, sollte Ihrem örtlichen Starkey-Vertreter und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Sie ansässig sind, gemeldet werden. Ein schwerwiegender Zwischenfall ist definiert als eine Fehlfunktion, eine Verschlechterung der Eigenschaften und/oder der Leistung des Produkts oder eine Unzulänglichkeit in der Gebrauchsanweisung/Kennzeichnung des Produkts, die zum Tod oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands des Anwenders führen könnte ODER dies bei einem erneuten Auftreten tun könnte.

FCC-ID: EOA-24TV

IC: 6903A-24TV (Modelle 800 und 801)

FCC/IC-Vorschrift

Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben von Teil 15 der Vorschriften der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) und die lizenzfreien Normen über die Funkstandardspezifikationen (RSS) der Industry Canada. Die Funktionsweise unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Funktionsweise des Geräts verursachen. Benutzer werden darauf hingewiesen, dass ein Mindestabstand von 20 cm zum Gerät eingehalten werden muss, um die Anforderungen an die Aussetzung gegenüber Funkfrequenz der FCC und ISED Canada zu erfüllen.

HINWEIS: Der Hersteller ist für keinerlei Funk- oder Bildstörungen verantwortlich, die von nicht autorisierten an diesem Gerät vorgenommenen Modifikationen hervorgerufen werden. Solche Modifikationen können die Berechtigung des Benutzers über die Geräteverwendung aufheben.

Starkey Laboratories, Inc erklärt hiermit, dass der *KINDstarLink TV* die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse und auf docs.starkeyhearingtechnologies.com erhältlich.



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA

Hergestellt für:
KIND GmbH & Co. KG
Kokenhorststraße 3–5
30938 Großburgwedel/Hannover
www.kind.com



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Germany



Abfälle von elektronischen Geräten müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.





















Bedienungsanleitung ansehen



Trocken halten



Symbole

| Symbol | Symbol Meaning | Applicable Standard | Symbol Number |
|---|--|---|----------------------------|
|  | Hersteller | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.1.1 |
|  | Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.1.2 |
|  | Herstelldatum | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.1.3 |
|  | Referenznummer | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.1.6 |
|  | Seriennummer | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.1.7 |
|  | Medizinprodukt | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.7.7 |
|  | Trocken halten | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.3.4 |
|  | Temperaturbereich | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.3.7 |
|  | Feuchtigkeitsbereich | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.3.8 |
|  | Achtung | BS EN ISO 15223-1:2021 | 5.4.4 |
|  | Generelles Warnsymbol | EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 2 | ISO 7010-W001 |
|  | Siehe Gebrauchsanweisung | EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 10 | ISO 7010-M002 |
|  | Getrennt entsorgen | DIRECTIVE 2012/19/EU (WEEE) | Annex IX |
|  | Class II Gerät | IEC 60417 Reference no. Table D.1 | Symbol 9 (IEC 60417- 5172) |
|  | Regulatory Compliance Mark (RCM) | AS/NZS 4417.1:2012 | N/A |
|  | Giteki Mark | Japanese Radio Law | N/A |
|  | Gleichstrom | IEC 60601-1 Reference no. Table D.1 | IEC 60417-5031 |
|  | Recycling Symbol | European Parliament and Council Directive 94/62/EC | Annex I-VII |

Deutschland:

KIND GmbH & Co. KG
Kokenhorststr. 3-5
30938 Großburgwedel/Hannover
Tel. 0800 6 999 333
Fax 05139 8085-299
info@kind.com

Schweiz:

KIND Hörzentralen AG
Hertensteinstr. 8
6004 Luzern
Tel. 04141 87070
Fax 04141 87071
info.ch@kind.com

Österreich:

KIND Optik Ges.m.b.H.
Elterleinplatz 15
1170 Wien
Tel. 01 4031844
Fax 01 4031857
info.at@kind.com

Luxemburg:

KIND Centre Auditif S.à r.l.
16, rue Glesener
1630 Luxembourg
Tel. +352 (0) 29/57 05
Fax +352 (0) 29/57 06
info@kind.com

Ihr KIND Fachgeschäft